

Pyknometeraufsätze mit/ohne Flasche



Pyknometeraufsätze mit/ohne Flasche

Pyknometeraufsätze mit/ohne Weithals-Steilbrustflasche, mit NS-Schliff, zur Bestimmung der Dichte (Rohdichte) von bituminösen Massen und Mineralstoffgemischen, Material: Aufsatz hergestellt aus DURAN®-Rohr, Flasche: DURAN®

Ausführung (cm ³)	Schliff (NS)	VPE (Stck.)	Art.-Nr.
Pyknometeraufsatz mit Flasche (Inhalt: 500 ml)	45/27	1	5 6600 06
Pyknometeraufsatz mit Flasche (Inhalt: 1000 ml)	60/37	1	5 6600 07
Pyknometeraufsatz ohne Flasche	45/27	1	5 6602 06
Pyknometeraufsatz ohne Flasche	60/37	1	5 6602 07