

Reagenzgläser, mit Normschliff, mit Graduierung



Reagenzgläser mit Normschliff, mit Graduierung

Rundbodenglas mit NS-Hülse, mit PE-Stopfen,
Beschriftung mit kontrastreicher Emailfarbe, hergestellt
aus DURAN®-Rohr

Hülse (NS)	Ø x Höhe (mm)	Inhalt (ml)	Teilung (ml)	VPE (Stck.)	Art.-Nr.
12/21	15 x 165	10	0,1	10	5 7060 01
14/23	17 x 200	20	0,2	10	5 7060 02
14/23	17 x 220	25	0,2	10	5 7060 03
14/23	19 x 220	30	0,5	10	5 7060 04