

## Reagenzgläser, mit Normschliff, ohne Graduierung



Reagenzgläser, mit Normschliff, ohne Graduierung

Rundbodenglas mit NS-Hülse, wahlweise ohne Stopfen, mit PE-Stopfen oder mit Sechskant-Hohlstopfen aus Glas, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Hülse (NS)	Ø x Höhe (mm)	Ausführung	VPE (Stück)	Art.-Nr.
14/23	16 x 100	Ohne Stopfen	10	5 7000 07
14/23	16 x 125	Ohne Stopfen	10	5 7000 10
14/23	16 x 160	Ohne Stopfen	10	5 7000 14
14/23	18 x 150	Ohne Stopfen	10	5 7000 26
14/23	18 x 180	Ohne Stopfen	10	5 7000 30
19/26	22 x 150	Ohne Stopfen	10	5 7000 34
24/29	28 x 150	Ohne Stopfen	10	5 7000 38
24/29	28 x 200	Ohne Stopfen	10	5 7000 42
14/23	16 x 100	PE-Stopfen	10	5 7001 07
14/23	16 x 125	PE-Stopfen	10	5 7001 10
14/23	16 x 160	PE-Stopfen	10	5 7001 14
14/23	18 x 150	PE-Stopfen	10	5 7001 26
14/23	18 x 180	PE-Stopfen	10	5 7001 30
19/26	22 x 150	PE-Stopfen	10	5 7001 34
24/29	28 x 150	PE-Stopfen	10	5 7001 38
24/29	28 x 200	PE-Stopfen	10	5 7001 42

14/23	16 x 100	Sechskant-Glas-Stopfen	10	5 7002 07
14/23	16 x 125	Sechskant-Glas-Stopfen	10	5 7002 10
14/23	16 x 160	Sechskant-Glas-Stopfen	10	5 7002 14
14/23	18 x 150	Sechskant-Glas-Stopfen	10	5 7002 26
14/23	18 x 180	Sechskant-Glas-Stopfen	10	5 7002 30
19/26	22 x 150	Sechskant-Glas-Stopfen	10	5 7002 34
24/29	28 x 150	Sechskant-Glas-Stopfen	10	5 7002 38
24/29	28 x 200	Sechskant-Glas-Stopfen	10	5 7002 42

Generated on 2026-05-19