


Reaktionsapparate, Labormaßstab



Reaktionsapparate, Labormaßstab

Zum Rühren unter Normaldruck oder Vakuum, mit der Möglichkeit der Zugabe von Flüssigkeiten und Kochen unter Rückfluss.

Hochwertige Systemkomponenten:

Reaktionsgefäß (100, 250, 500, 1000 oder 2000 ml)
mit Temperiermantel (beheizbar über ein Umwälzbad), mit Bodenablassventil (PTFE, 10 mm), hergestellt aus DURAN®-Rohr,

Planschliffdeckel (DN 60 oder DN 100)
mit Mittelhals und zwei schrägen Seitenhälsen, Material: DURAN®,

Tropftrichter, zylindrisch (100 oder 250 ml)
mit Teilung, hergestellt aus DURAN®-Rohr,

Rückfluss-Kühler
hergestellt aus DURAN®-Rohr,

Rührverschluss und Glas-Rührer
mit 10 mm Rührwelle und seitlichem PTFE-Rührblatt

Gefäßinhalt (ml)	Nenngröße (DN)	VPE (Stck.)	Art.-Nr.
100	60	1	6 2601 37
250	60	1	6 2601 49
500	60	1	6 2601 58
500	100	1	6 2602 58
1000	100	1	6 2602 70
2000	100	1	6 2602 73

Beschreibung	Art.-Nr.
Flexible Kupplung als Verbindung zwischen Rührer und Motor	6 4000 00
Stativ, für Flanschgröße DN 60, komplett mit Muffe	6 8000 00

Stativ, für Flanschgröße DN 100, komplett mit Muffe	6 8000 01
Motor, 230 V, mit stufenloser Geschwindigkeits- und Drehmomentregelung, Digitalanzeige	6 9000 01

Zubehör
Lieferumfang und Ersatzteilübersicht für Reaktionsapparate 100-500 ml, DN 60
Art.-Nr.: 6 2601 37, Art.-Nr.: 6 2601 49, Art.-Nr.: 6 2601 58

Pos.	Lieferumfang (Stück)	Beschreibung	Art.-Nr.
1a	1	Reaktionsgefäß 100 ml, DN 60	6 0301 37
1b	1	Reaktionsgefäß 250 ml, DN 60	6 0301 49
1c	1	Reaktionsgefäß 500 ml, DN 60	6 0301 58
2	1	Deckel, Mittelhals NS 29/32, 2 Seitenhülse NS 14/23	6 1031 41
3	1	Rührverschluss, Kern NS 29/32	6 3060 04
4	1	Glas-Rührer mit seitlichem PTFE-Rührblatt	6 3070 01
5	1	Tropftrichter, 100 ml, NS 14/23, mit Teilung	4 3737 11
6	1	Dimroth-Kühler, Mantellänge: 160 mm, NS 14/23	5 2402 01
7	1	Übergangsstück 90°, Kern NS 14/23, mit Olive	5 0950 01
8	1	Sechskant-Hohlstopfen, mit Spitzboden, NS 14/23	1 4000 14
9	4	Gabelklemmen NS 14/23, Edelstahl	1 1035 14
9a	1	Gabelklemme NS 29/32, Edelstahl	1 1035 29
10	1	Spannverschluss DN 60	6 2465 06
11	1	Stativ, komplett mit Muffe	6 8000 00
12	1	Dichtungsring DN 60, Silikon	6 2480 06
13	2	Oliven, PP, mit Schraubkappe GL 14	1 3212 14
14	1	Ersatz-Ventilstempel, 10 mm, PTFE, schwarz	6 0613 10

Lieferumfang und Ersatzteilübersicht für Reaktionsapparate 500-2000 ml, DN 100
Art.-Nr.: 6 2602 58, Art.-Nr.: 6 2602 70, Art.-Nr.: 6 2602 73

Pos.	Lieferumfang (Stück)	Beschreibung	Art.-Nr.
1a	1	Reaktionsgefäß 500 ml, DN 100	6 0302 58
1b	1	Reaktionsgefäß 1000 ml, DN 100	6 0302 70
1c	1	Reaktionsgefäß 2000 ml, DN 100	6 0302 73

2	1	Deckel, Mittelhals und 2 Seitenhülse NS 29/32	6 1032 44
3	1	Rührverschluss, Kern NS 29/32	6 3060 04
4a	1	Glas-Rührer mit seidl. PTFE-Rührblatt, für 500 ml	6 3070 03
4b	1	Glas-Rührer mit seidl. PTFE-Rührblatt, für 1000 ? 2000 ml	6 3070 05
5	1	Tropftrichter, 250 ml, NS 29/32, mit Teilung	4 3749 14
6a	1	Intensivkühler, Mantellänge: 250 mm, NS 29/32	5 2503 04
7	1	Übergangsstück 90°, Kern NS 29/32, mit Olive	5 0950 04
8	1	Sechskant-Hohlstopfen, mit Spitzboden, NS 29/32	1 4000 29
9a	5	Gabelklemmen NS 29/32, Edelstahl	1 1035 29
10	1	Spannverschluss DN 100	6 2465 10
11	1	Stativ, komplett mit Muffe	6 8000 01
12	1	Dichtungsring DN 100, Silikon	6 2480 10
13	2	Oliven, PP, mit Schraubkappe GL 18	1 3212 18
14	1	Ersatz-Ventilstempel, 10 mm, PTFE, schwarz	6 0613 10

Generated on 2026-05-18