

Reaktionsgefäße, kugelförmig, mit Entleerungsventil



Reaktionsgefäße, kugelförmig, mit Entleerungsventil

Mit Teilung, mit Laborflansch (DN), mit Rille, hergestellt aus DURAN®-Rohr, weitere Größen auf Anfrage

| Nenngröße (DN) | Inhalt (l) | Außen-Ø (mm) | Gesamthöhe (ca. mm) | Innere Höhe (ca. mm) | Ventil (mm) | VPE (Stck.) | Art.-Nr. |
|----------------|------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 60 | 0,25 | 85 | 220 | 120 | 10 | 1 | 6 0081 49 |
| 60 | 0,5 | 105 | 245 | 145 | 10 | 1 | 6 0081 58 |
| 60 | 1 | 131 | 275 | 175 | 10 | 1 | 6 0081 70 |
| 100 | 2 | 165 | 310 | 210 | 10 | 1 | 6 0082 73 |
| 100 | 4 | 206 | 360 | 260 | 10 | 1 | 6 0082 79 |
| 100 | 6 | 236 | 385 | 285 | 10 | 1 | 6 0082 85 |
| 100 | 10 | 280 | 430 | 330 | 20 | 1 | 6 0082 88 |
| 100 | 20 | 350 | 500 | 400 | 20 | 1 | 6 0082 94 |

| | | | | | | | |
|-----|----|-----|-----|-----|----|---|--------------|
| 150 | 6 | 236 | 385 | 228 | 10 | 1 | 6 0084 85 |
| 150 | 10 | 280 | 435 | 335 | 20 | 1 | 6 0084 88 |
| 150 | 20 | 350 | 510 | 410 | 20 | 1 | 6 0084 94 |
| 200 | 6 | 236 | 425 | 325 | 10 | 1 | 6 0085 85 |
| 200 | 10 | 280 | 420 | 305 | 20 | 1 | 6 0085 88 |
| 200 | 20 | 350 | 500 | 385 | 20 | 1 | 6 0085 94 |

Generated on 2026-05-18