

## Reaktionsgefäße, kugelförmig, mit Temperiermantel und Entleerungsventil



Reaktionsgefäße, kugelförmig,  
mit Temperiermantel  
und Entleerungsventil

Ohne Teilung, mit Laborflansch (DN), mit Rille, mit zwei  
Stutzen (mit Gewinde GL 14/GL 18 oder Kugelflanschen  
KF 15), hergestellt aus DURAN®-Rohr, weitere Größen auf  
Anfrage, Lieferung inklusive 2 Kunststoff-Oliven GL 14/GL  
18 und Verschraubungen

Die Lieferung erfolgt inklusive 2 Kunststoff-Oliven  
GL14/GL18 und Verschraubungen.

Nenngröße (DN)	Inhalt (l)	Außen/Innen-Ø (mm)	Gesamthöhe (ca. mm)	Innere Höhe (ca. mm)	Ventil (mm)	VPE (Stck.)	Art.-Nr.
60	0,25	105/85	255	GL 14	10	1	6 0401 49
60	0,5	131/105	280	GL 14	10	1	6 0401 58
60	1	165/131	315	GL 14	10	1	6 0401 70
60	0,25	105/85	255	KF 15	10	1	6 0411 49
60	0,5	131/105	280	KF 15	10	1	6 0411 58
60	1	165/131	315	KF 15	10	1	6 0411 70
100	2	206/165	360	GL 18	10	1	6 0402 73
100	4	236/206	395	GL 18	10	1	6 0402 79

100	6	280/236	440	GL 18	10	1	6 0402 85
100	2	206/165	360	KF 15	10	1	6 0412 73
100	4	236/206	395	KF 15	10	1	6 0412 79
100	6	280/236	440	KF 15	10	1	6 0412 85
150	6	280/236	455	GL 18	10	1	6 0404 85
150	6	280/236	455	KF 15	10	1	6 0414 85
150	10	350/275	525	KF 15	20	1	6 0414 88
200	6	280/236	440	KF 15	10	1	6 0415 85
200	10	350/275	525	KF 15	20	1	6 0415 88

Generated on 2026-05-19