

Reaktionsgefäße, kugelförmig, mit Temperiermantel



Reaktionsgefäße, kugelförmig, mit Temperiermantel

Ohne Teilung, mit Laborflansch (DN), mit Rille, mit zwei Stutzen (mit Gewinde GL 14 / GL 18 oder Kugelflanschen KF 15), hergestellt aus DURAN®-Rohr, weitere Größen auf Anfrage, Lieferung inklusive 2 Kunststoff-Oliven GL 14/GL 18 und Verschraubungen

Die Lieferung erfolgt inklusive 2 Kunststoff-Oliven GL14/GL18 und Verschraubungen

Nenngröße (DN)	Inhalt (l)	Gefäß-Ø Außen (mm)	Gefäß-Ø Innen (mm)	Gesamthöhe (ca. mm)	Stutzen	VPE (Stck.)	Art.-Nr.
60	0,25	105	85	155	GL 14	1	6 0201 49
60	0,5	131	105	180	GL 14	1	6 0201 58
60	1	165	131	215	GL 14	1	6 0201 70
60	0,25	105	85	155	KF 15	1	6 0211 49
60	0,5	131	105	180	KF 15	1	6 0211 58
60	1	165	131	215	KF 15	1	6 0211 70
100	2	206	165	260	GL 18	1	6 0202 73
100	4	236	206	295	GL 18	1	6 0202 79

100	6	280	236	340	GL 18	1	6 0202 85
100	2	206	165	260	KF 15	1	6 0212 73
100	4	236	206	295	KF 15	1	6 0212 79
100	6	280	236	340	KF 15	1	6 0212 85
150	6	280	236	355	GL 18	1	6 0204 85
150	10	350	275	420	KF 15	1	6 0214 88
200	6	280	236	340	KF 15	1	6 0215 85
200	10	350	275	420	KF 15	1	6 0215 88

Generated on 2026-05-18