

Reaktionsgefäße, zylindrisch, mit Entleerungsventil



Reaktionsgefäße, zylindrisch, mit Entleerungsventil

Mit Teilung, mit Laborflansch (DN), mit Rille, mit rundem Boden, hergestellt aus DURAN®-Rohr, weitere Größen auf Anfrage

Der Innen-Ø des Innenrohrs kann vom Innen-Ø des Flansches abweichen.

Nenngröße (DN)	Inhalt (l)	Gefäß-Ø Außen (mm)	Gefäß-Ø Innen (mm)	Gesamthöhe (ca. mm)	Innere Höhe (ca. mm)	Ventil (mm)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
60	0,05	65	60	120	-	10	1	6 0071 28
60	0,1	65	60	185	80	10	1	6 0071 37
60	0,25	65	60	250	145	10	1	6 0071 49
60	0,5	65	60	320	215	10	1	6 0071 58
100	0,5	105	99	260	150	10	1	6 0072 58
100	1	105	99	305	195	10	1	6 0072 70
100	2	105	99	440	330	10	1	6 0072 73
100	3	160	150	410	300	10	1	6 0072 76
100	4	160	150	460	350	10	1	6 0072 79

150	2	160	150	210	190	10	1	6 0074 73
150	3	160	150	360	240	10	1	6 0074 76
150	4	160	150	435	315	10	1	6 0074 79
150	5	160	150	460	340	10	1	6 0074 82
150	6	160	150	490	380	20	1	6 0074 85
150	10	250	240	520	410	20	1	6 0074 88
150	20	250	240	740	630	10	1	6 0074 94
200	6	215	200	410	300	10	1	6 0075 85
200	10	215	200	555	440	20	1	6 0075 88
200	20	315	300	565	455	20	1	6 0075 94

Generated on 2026-05-18