

Reaktionsgefäße, zylindrisch, mit flachem Boden



Reaktionsgefäße, zylindrisch, mit flachem Boden

Mit Teilung, mit Laborflansch (DN), mit Rille, mit flachem Boden, hergestellt aus DURAN®-Rohr, weitere Größen auf Anfrage

Der Innen-Ø des Innenrohrs kann vom Innen-Ø des Flansches abweichen.

Nenngröße (DN)	Inhalt (l)	Gefäß-Ø Außen (mm)	Gefäß-Ø Innen (mm)	Höhe (ca. mm)	Boden	VPE (Stck.)	Art.-Nr.
60	0,1	65	60	75	flach	1	6 0001 37
60	0,25	65	60	130	flach	1	6 0001 49
60	0,5	65	60	230	flach	1	6 0001 58
100	0,25	105	99	130	flach	1	6 0002 49
100	0,5	105	99	150	flach	1	6 0002 58
100	1	105	99	200	flach	1	6 0002 70
100	2	105	99	330	flach	1	6 0002 73
100	3	160	150	300	flach	1	6 0002 76
100	4	160	150	350	flach	1	6 0002 79

150	2	160	150	200	flach	1	6 0004 73
150	3	160	150	250	flach	1	6 0004 76
150	4	160	150	325	flach	1	6 0004 79
150	5	160	150	350	flach	1	6 0004 82
150	6	160	150	380	flach	1	6 0004 85
150	10	250	240	410	flach	1	6 0004 88
150	20	250	240	630	flach	1	6 0004 94
200	10	215	200	430	flach	1	6 0005 88
200	20	315	300	440	flach	1	6 0005 94

Generated on 2026-05-18