

Reaktionsgefäße, zylindrisch, mit rundem Boden



Reaktionsgefäße, zylindrisch, mit rundem Boden

Mit Teilung, mit Laborflansch (DN), mit Rille, mit rundem Boden, hergestellt aus DURAN®-Rohr, weitere Größen auf Anfrage

Der Innen-Ø des Innenrohrs kann vom Innen-Ø des Flansches abweichen.

Nenngröße (DN)	Inhalt (l)	Gefäß-Ø Außen (mm)	Gefäß-Ø Innen (mm)	Höhe (ca. mm)	Boden	VPE (Stck.)	Art.-Nr.
60	0,1	65	60	85	rund	1	6 0011 37
60	0,25	65	60	150	rund	1	6 0011 49
60	0,5	65	60	220	rund	1	6 0011 58
60	1	105	100	260	rund	1	6 0011 70
100	0,25	105	99	140	rund	1	6 0012 49
100	0,5	105	99	160	rund	1	6 0012 58
100	1	105	99	205	rund	1	6 0012 70
100	2	105	99	340	rund	1	6 0012 73
100	3	160	150	310	rund	1	6 0012 76

100	4	160	150	360	rund	1	6 0012 79
150	2	160	150	210	rund	1	6 0014 73
150	3	160	150	260	rund	1	6 0014 76
150	4	160	150	335	rund	1	6 0014 79
150	5	160	150	360	rund	1	6 0014 82
150	6	160	150	390	rund	1	6 0014 85
150	10	250	240	420	rund	1	6 0014 88
150	20	250	240	640	rund	1	6 0014 94
200	6	215	200	310	rund	1	6 0015 85
200	10	215	200	450	rund	1	6 0015 88
200	20	315	300	465	rund	1	6 0015 94

Generated on 2026-05-18