


Rührer mit beweglichen Flügeln und Kupplungszapfen



Rührer mit beweglichen Flügeln und Kupplungszapfen

Aus kalibriertem Präzisionsglas, geschliffene und polierte Lauffläche, Wellen-Ø: 10 mm, Kupplungszapfen: Ø 8 x L 40 mm, Rührflügel und Bolzen mit Spreizscheibe: PTFE, Rührwelle hergestellt aus DURAN®-Rohr

PTFE-Rührflügel

Für Schliff (NS)	Rührwelle \varnothing x L (mm)	Rührkreis (mm)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
29/32	10 x 310	50	1	6 3080 01
29/32	10 x 310	90	1	6 3080 03
29/32	10 x 400	90	1	6 3080 05
29/32	10 x 460	90	1	6 3080 07
29/32	10 x 520	90	1	6 3080 09
45/40	10 x 560	120	1	6 3080 10
45/40	10 x 620	120	1	6 3080 12

Rührkreis (mm)	VPE (Stck.)	Art.-Nr.
50	1	6 3081 01
90	1	6 3081 03
120	1	6 3081 05