

Rührer mit Rührverschluss



Rührer mit Rührverschluss

Rührwelle mit Rührblatt und PTFE-Sicherungsschraube, verschließt Vakuum-Rührapparaturen gasdicht bis 10⁻³ mbar bei einer Dauerbelastung bis max. 800 Upm, für Rundkolben von 250-2000 ml geeignet, Rührwelle hergestellt aus DURAN®-Rohr

Bezeichnung	VPE(Stück)	Art.-Nr.
Rührer mit Rührverschluss, komplett	1	6 3100 00
Rührwelle, ∅ 10 x L 400 mm	1	6 3105 01
Rührblatt, PTFE, 70 x 24 x 3 mm	1	6 3105 02
Sicherungsschraube, PTFE (siehe kleine Abb.)	1	6 3105 03
Verschlusskörper, Gewinde GL 25, Kern NS 29/32	1	6 3105 04
Dichtungselement, PTFE/Graphit, 1 ganzer Satz	1	6 3105 05
Druckfeder, Edelstahl	1	6 3105 06
Schraubkappe GL 25, PP	1	6 3105 07