

## Rührer mit seitlichem Rührblatt und Kupplungszapfen



Rührer mit seitlichem Rührblatt und Kupplungszapfen

Aus kalibriertem Präzisionsglas, Länge der geschliffenen und polierten Lauffläche: 160 mm, Rührblatt und Sicherungsschraube: PTFE, Rührwelle hergestellt aus DURAN®-Rohr

Einzelteile

Für Schliff (NS)	Rührwelle $\text{Ä?} \times \text{L}$ (mm)	Rührblatt (mm)	Zapfen $\text{Ä?} \times \text{L}$ (mm)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
29/32	10 x 310	50 x 18 x 3	8 x 40	1	6 3070 01
29/32	10 x 310	68 x 24 x 3	8 x 40	1	6 3070 03
29/32	10 x 390	75 x 24 x 3	8 x 40	1	6 3070 05
45/40	16 x 460	75 x 24 x 3	10 x 50	1	6 3070 08
29/32	10 x 480	125 x 24 x 3	8 x 40	1	6 3070 10
45/40	16 x 520	125 x 35 x 3	10 x 50	1	6 3070 11
45/40	16 x 560	125 x 35 x 3	10 x 50	1	6 3070 13
45/40	16 x 620	125 x 35 x 3	10 x 50	1	6 3070 15

Bezeichnung	VPE (Stck.)	Art.-Nr.
Rührwelle 10 x 310 mit Zapfen 8 x 40	1	6 3072 01
Rührwelle 10 x 390 mit Zapfen 8 x 40	1	6 3072 05
Rührwelle 10 x 480 mit Zapfen 8 x 40	1	6 3072 10
Rührwelle 16 x 460 mit Zapfen 10 x 50	1	6 3072 08

Rührwelle 16 x 520 mit Zapfen 10 x 50	1	6 3072 11
Rührwelle 16 x 560 mit Zapfen 10 x 50	1	6 3072 13
Rührwelle 16 x 620 mit Zapfen 10 x 50	1	6 3072 15
Rührwelle 10 x 310 mit Gewinde GL 10	1	6 3072 51
Rührwelle 10 x 390 mit Gewinde GL 10	1	6 3072 55
Rührwelle 10 x 480 mit Gewinde GL 10	1	6 3072 68
Rührwelle 16 x 460 mit Gewinde GL 14	1	6 3072 60
Rührwelle 16 x 520 mit Gewinde GL 14	1	6 3072 71
Rührwelle 16 x 560 mit Gewinde GL 14	1	6 3072 73
Rührwelle 16 x 620 mit Gewinde GL 14	1	6 3072 75
Rührblatt 50 x 18 x 3, PTFE	1	6 3073 01
Rührblatt 68 x 24 x 3, PTFE	1	6 3073 03
Rührblatt 75 x 24 x 3, PTFE	1	6 3073 05
Rührblatt 125 x 24 x 3, PTFE	1	6 3073 10
Rührblatt 125 x 35 x 3, PTFE	1	6 3073 11
PTFE-Sicherungsschraube	1	6 3105 03

Generated on 2026-05-18