

## Rührverschlüsse mit GL-Außengewinde



### Rührverschlüsse mit GL-Außengewinde

Rührverschlüsse mit Schraubkappe, Verschluss hergestellt aus DURAN®-Rohr, weitere Materialien: PTFE (Führungshülse), PTFE-FPM (Spezialdichtung), PPS (Schraubkappe); alle Teile sind leicht auswechselbar

Kern (NS)	Gewinde (GL)	Für Rührwelle (Å? mm)	Gesamtlänge (mm)	VPE (Stck.)	Art.-Nr.
29/32	25	10	70	1	6 3030 29
45/40	25	10	85 +/- 3 mm	1	6 3030 45
45/40	32	16	85 +/- 3 mm	1	6 3036 45