

Rundkolben mit Normschliff, Braun



Rundkolben mit Normschliff, Braun

Nach DIN EN ISO 4797, mit Beschriftungsfeld, Material:
DURAN®

Inhalt (ml)	Hülse (NS)	Kolben Außen-Ø (mm)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
50	29/32	51	10	3 0031 28
100	29/32	64	10	3 0031 37
250	29/32	85	10	3 0031 49
500	29/32	105	10	3 0031 58
1000	29/32	131	10	3 0031 70