

Sauerstoff-Flaschen nach Winkler



Sauerstoff-Flaschen nach Winkler

Zur Bestimmung des im Wasser gelösten Sauerstoffs; Inhaltsgravur auf der Flasche (Genauigkeit: $\pm 0,01$ ml); mit Beschriftungsfeld; mit massivem, schräg angeschnittenem NS-Glas-Stopfen (kann mit Federklemme gesichert werden); Flasche und dazugehöriger Stopfen gemeinsam justiert und mit gleicher Nummer beschriftet; Material: Kalk-Natron-Glas

Nennvolumen (ml)	Schliff (NS)	VPE (Stck.)	Art.-Nr.
100-150	14/23	1	5 6050 37
250-300	19/26	1	5 6050 49