

## Scheidetrichter nach Gilson, mit PTFE-Küken



Scheidetrichter nach Gilson, mit PTFE-Küken  
Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE), ohne Teilung,  
mit PTFE-Küken, mit Gewindehahnsicherung, mit  
Beschriftungsfeld, Material: Borosilikatglas 3.3

Inhalt (ml)	Hülse (NS)	Bohrung (mm)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
50	19/26	2,5	2	4 0301 28
100	19/26	2,5	2	4 0301 37
250	29/32	4,0	2	4 0301 49
500	29/32	4,0	2	4 0301 58
1000	29/32	6,0	2	4 0301 70
2000	29/32	6,0	1	4 0301 73