

## Scheidetrichter, konisch, mit PTFE-Küken, mit Teilung



Scheidetrichter, konisch, mit PTFE-Küken, mit Teilung  
Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE), mit Teilung  
zum Ablesen des Zirka-Volumens, mit PTFE-Küken, mit  
Gewindehahnsicherung, Material: Borosilikatglas 3.3

Inhalt (ml)	Hülse (NS)	Bohrung (mm)	Teilung (ml)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
50	19/26	2,5	2	2	4 0061 28
100	19/26	2,5	5	2	4 0061 37
250	29/32	4,0	10	2	4 0061 49
500	29/32	4,0	10	2	4 0061 58
1000	29/32	6,0	20	2	4 0061 70
2000	29/32	6,0	50	1	4 0061 73