

## Scheidetrichter, konisch, mit PTFE-Küken, ohne Teilung



Scheidetrichter, konisch, mit PTFE-Küken, ohne Teilung  
Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE), ohne Teilung,  
mit PTFE-Küken, mit Gewindehahnsicherung, Material:  
Borosilikatglas 3.3

Inhalt (ml)	Hülse (NS)	Bohrung (mm)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
50	19/26	2,5	2	4 0041 28
100	19/26	2,5	2	4 0041 37
250	29/32	4,0	2	4 0041 49
500	29/32	4,0	2	4 0041 58
1000	29/32	6,0	2	4 0041 70
2000	29/32	6,0	1	4 0041 73