

Scheidetrichter nach Squibb, mit Glasküken, ohne Teilung



Scheidetrichter nach Squibb, mit Glasküken, ohne Teilung
Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE), ohne Teilung,
mit massivem NS-Glasküken, mit
Gewindehahnsicherung, Material: Borosilikatglas 3.3

Inhalt (ml)	Hülse (NS)	Bohrung (mm)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
50	19/26	2,5	2	4 0100 28
100	19/26	2,5	2	4 0100 37
250	29/32	4,0	2	4 0100 49
500	29/32	4,0	2	4 0100 58
1000	29/32	6,0	2	4 0100 70
2000	29/32	6,0	1	4 0100 73