

Scheidetrichter, zylindrisch, mit Glasküken, mit Teilung



Scheidetrichter, zylindrisch, mit Glasküken, mit Teilung

Zylindrische Form mit glattem Ablaufrohr, mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE), mit massivem NS-Glasküken, mit Gewindehahnsicherung, mit Teilung zum Ablesen des Zirka-Volumens, Material: Borosilikatglas 3.3

| Inhalt (ml) | Hülse (NS) | Bohrung (mm) | Teilung (ml) | VPE (Stück) | Art.-Nr. |
|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 50 | 29/32 | 2,5 | 1 | 2 | 4 0220 28 |
| 100 | 29/32 | 2,5 | 2 | 2 | 4 0220 37 |
| 250 | 29/32 | 4,0 | 5 | 2 | 4 0220 49 |
| 500 | 29/32 | 4,0 | 10 | 2 | 4 0220 58 |
| 1000 | 29/32 | 6,0 | 20 | 2 | 4 0220 70 |