

## Schlangenkühler, mit Oliven



Schlangenkühler, mit Oliven

Schlangenkühler zur Kühlung des Kondensats, mit NS-Kern und NS-Hülse, Wasseranschluss: Oliven, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Hülse und Kern (NS)	Mantellänge (mm)	Kühlfläche (cm <sup>2</sup> )	VPE (Stück)	Art.-Nr.
14/23	160	230	1	5 2332 01
29/32	250	500	1	5 2333 04
29/32	400	820	1	5 2334 04
29/32	500	1040	1	5 2335 04