

## Schliffhülsen mit Griffbund



Schliffhülsen mit Griffbund, PTFE  
Hervorragende Chemikalienbeständigkeit bei  
Gebrauchstemperaturen von -200 bis +260 °C, robuste  
Konstruktion für den Dauergebrauch, Griffbund und  
Dichtringe für eine sehr gute Abdichtung

Für Schliffe (NS)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
14/23	1	1 1017 14
19/26	1	1 1017 19
24/29	1	1 1017 24
29/32	1	1 1017 29
45/40	1	1 1017 45