

Schraubverschlusskappen für Gewinderohre



Schraubverschlusskappen für Gewinderohre

Mit DIN-Gewinde (GL), temperaturbeständig bis 180 °C,
mit PTFE-beschichteter Silikon-Dichtung (VMQ), Material:
PBT, Farbe: rot

Gewinde (GL)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
14	10	1 3200 14
18	10	1 3200 18
25	10	1 3200 25
32	10	1 3200 32
45	10	1 3200 45