

## Sedimentiergefäß nach Imhoff, ohne Hahn, Skala bis 1000



Sedimentiergefäß nach Imhoff, ohne Hahn

Sedimentiergefäß nach DIN 12672,  
Skala: bis 1000 ml, Ringmarke: bei 1000 ml,  
Teilung: 0,1 ml (0-2 ml), 0,5 ml (2-10 ml),  
1 ml (10-40 ml), 2 ml (20-100 ml),  
50 ml (100-1000 ml),  
Material: Borosilikatglas 3.3

| VPE (Stück) | Art.-Nr.  |
|-------------|-----------|
| 1           | 5 6700 03 |