


## Silikon-Dichtungen, Septum



Silikon-Dichtungen, Septum

Zum Durchstechen, für Schraubverbindungskappen mit Bohrung, Material: Silikon (VMQ)

Für Gewinde (GL)	Außen-Ø (mm)	Dicke (mm)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
14	12	2	100	1 3412 14
18	16	2	100	1 3416 18
25	22	2	100	1 3422 25
32	29	2	100	1 3429 32
45	42	3	100	1 3442 45