

Spitzbodengläser mit Normschliff



Spitzbodengläser mit Normschliff

Mit spitzem Boden, mit Hülse NS 14/23, wahlweise ohne Stopfen, mit PE-Stopfen oder mit Sechskant-Hohlstopfen aus Glas, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Hülse (NS)	Ø x Höhe (mm)	Ausführung	VPE Stück)	Art.-Nr.
14/23	17 x 115	Ohne Stopfen	10	5 7050 15
14/23	17 x 120	Ohne Stopfen	10	5 7050 16
14/23	17 x 115	PE-Stopfen	10	5 7051 15
14/23	17 x 120	PE-Stopfen	10	5 7051 16
14/23	17 x 115	Sechskant-Glas-Stopfen	10	5 7052 15
14/23	17 x 120	Sechskant-Glas-Stopfen	10	5 7052 16