

## Stehkolben, Enghals



Stehkolben, Enghals

Nach DIN ISO 1773 und in Ergänzung zur Norm, mit Bördelrand, Material: DURAN®

| Inhalt (ml) | Kolben Ø (mm) | Hals Ø (mm) | Höhe (mm) | Nach DIN     | VPE (Stück) | Art.-Nr.  |
|-------------|---------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|
| 50          | 51            | 26          | 90        | DIN ISO 1773 | 10          | 7 0450 28 |
| 100         | 64            | 26          | 105       | DIN ISO 1773 | 10          | 7 0450 37 |
| 250         | 85            | 34          | 138       | DIN ISO 1773 | 10          | 7 0450 49 |
| 500         | 105           | 34          | 163       | DIN ISO 1773 | 10          | 7 0450 58 |
| 1000        | 131           | 42          | 190       | DIN ISO 1773 | 10          | 7 0450 70 |
| 2000        | 166           | 42          | 250       | -            | 10          | 7 0450 73 |
| 3000        | 185           | 50          | 250       | -            | 1           | 7 0450 76 |
| 4000        | 207           | 50          | 275       | DIN ISO 1773 | 1           | 7 0450 79 |
| 5000        | 223           | 50          | 290       | -            | 1           | 7 0450 82 |
| 6000        | 237           | 65          | 315       | DIN ISO 1773 | 1           | 7 0450 85 |
| 10000       | 280           | 65          | 360       | DIN ISO 1773 | 1           | 7 0450 88 |