

Stickstoff-Vorlagen (Schlenk-Rohre) mit Hülse und NS-Hahn



Stickstoff-Vorlagen (Schlenk-Rohre) mit Kegelhülse und NS-Hahn

Mit NS-Kegelschliff und NS-Hahn, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Inhalt(ml)	Mittelhals(NS)	Hahnbohrung(mm)	VPE(Stück)	Art.-Nr.
10	14/23 Hülse	2,5	1	3 3701 13
25	14/23 Hülse	2,5	1	3 3701 22
50	14/23 Hülse	2,5	1	3 3701 28
100	14/23 Hülse	2,5	1	3 3701 37
250	14/23 Hülse	2,5	1	3 3701 49