

## Stickstoff-Vorlagen (Schlenk-Rohre) mit Hülse und PTFE-Ventilhahn



Stickstoff-Vorlagen (Schlenk-Rohre) mit Kegelhülse und PTFE-Ventilhahn

Mit NS-Kegelschliff und PTFE-Ventilhahn, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Inhalt (ml)	Mittelhals (NS)	Hahnbohrung (mm)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
10	14/23 Hülse	2,5	1	3 3706 13
25	14/23 Hülse	2,5	1	3 3706 22
50	14/23 Hülse	2,5	1	3 3706 28
100	14/23 Hülse	2,5	1	3 3706 37
250	14/23 Hülse	2,5	1	3 3706 49