

Stickstoff-Vorlagen (Schlenk-Rohre) mit Kern und PTFE-Ventilhahn



Stickstoff-Vorlagen (Schlenk-Rohre) mit Kernschliff und PTFE-Ventilhahn

Mit NS-Kegelschliff und NS-Hahn, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Inhalt (ml)	Mittelhals (NS)	Hahnbohrung (mm)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
10	14/23 Kern	2,5	1	3 3708 13
25	14/23 Kern	2,5	1	3 3708 22
50	14/23 Kern	2,5	1	3 3708 28
100	14/23 Kern	2,5	1	3 3708 37
250	14/23 Kern	2,5	1	3 3708 49