


## Trockenrohre, U-Form, mit NS-Hähnen



Trockenrohre, U-Form, mit NS-Hähnen

Trockenrohre nach DIN 12616, mit austauschbaren NS-Hahnstopfen, seitliche Schlauchanschlüsse (Außendurchmesser: 6 mm), hergestellt aus DURAN®-Rohr

| Nennlänge (mm) | Hülse (NS) | VPE (Stück) | Art.-Nr.  |
|----------------|------------|-------------|-----------|
| 125            | 14/23      | 1           | 5 3420 13 |
| 150            | 19/26      | 1           | 5 3420 15 |