

Tropfenfänger nach Stutzer, gebogen



Tropfenfänger nach Stutzer, gebogen
Gebogene Bauform (75°), mit zwei NS-Kernen, zur Tröpfchenabscheidung (wird direkt auf den Destillationskolben aufgesetzt), hergestellt aus DURAN®-Rohr

Kern (NS)	Hülse (NS)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
14/23	14/23	1	5 0370 11
19/26	19/26	1	5 0370 22
24/29	19/26	1	5 0370 32
24/29	24/29	1	5 0370 33
29/32	29/32	1	5 0370 44