

Tropfenfänger nach Stutzer, gerade



Tropfenfänger nach Stutzer, gerade
Gerade Bauform, mit NS-Hülse und NS-Kern, zur Tröpfchenabscheidung (wird direkt auf den Destillationskolben aufgesetzt), hergestellt aus DURAN®-Rohr

Kern (NS)	Hülse (NS)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
14/23	14/23	1	5 0350 11
14/23	29/32	1	5 0350 45
24/29	19/26	1	5 0350 32
29/32	29/32	1	5 0350 44