

Tropftrichter, konisch, mit PTFE-Küken



Tropftrichter, konisch, mit PTFE-Küken

Konische Form mit NS-Hülse und NS-Kern, mit PTFE-Küken, mit Gewindehahnsicherung, mit Beschriftungsfeld, ohne Teilung, Material: Borosilikatglas 3.3

Inhalt (ml)	Hülse (NS)	Kern (NS)	Bohrung (mm)	VPE(Stück)	Art.-Nr.
50	19/26	19/26	2,5	1	4 4728 02
100	19/26	19/26	2,5	1	4 4737 02
250	29/32	29/32	4,0	1	4 4749 04
500	29/32	29/32	4,0	1	4 4758 04
1000	29/32	29/32	6,0	1	4 4770 04
2000	29/32	29/32	6,0	1	4 4773 04