

Übergangsstück, gebogen, NS-Hahn, NS-Hülse



Übergangsstück, gebogen, NS-Hahn und NS-Hülse

Übergangsstücke mit NS-Hülse, gebogener Schlaucholive (90°) und NS-Hahn mit massivem Glasküken, Bohrung: 2,5 mm, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Hülse (NS)	VPE(Stück)	Art.-Nr.
14/23	1	5 1050 01
19/26	1	5 1050 02
24/29	1	5 1050 03
29/32	1	5 1050 04