

## Übergangsstück, gebogen, NS-Hahn



Übergangsstück, gebogen, NS-Hahn

Übergangsstücke mit NS-Kern, gebogener Schlaucholive (90°) und NS-Hahn mit massivem Glasküken, Bohrung: 2,5 mm, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Kern(NS)	VPE(Stück)	Art.-Nr.
14/23	1	5 0980 01
19/26	1	5 0980 02
24/29	1	5 0980 03
29/32	1	5 0980 04