

Vakuumvorstöße, gebogen, mit Gewindeanschluss



Vakuumvorstöße, gebogen, mit Gewindeanschluss

Vakuumvorstöße nach DIN 12594, gebogen (Winkel: 105°), mit NS-Hülse und NS-Kern, mit Abtropfspitze, Vakuumanschluss: Gewinde GL 18, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Hülse & Kern(NS)	Nach DIN	VPE(Stück)	Art.-Nr.
14/23	DIN 12594	1	5 2750 11
19/26	-	1	5 2750 12
24/29	DIN 12594	1	5 2750 13
29/32	DIN 12594	1	5 2750 14