


## Vakuumvorstöße, gebogen, mit Olive



Vakuumvorstöße, gebogen, mit Olive

Vakuumvorstöße nach DIN 12594, gebogen (Winkel: 105°), mit NS-Hülse und NS-Kern, mit Abtropfspitze, Vakuumanschluss: Olive, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Hülse & Kern(NS)	Nach DIN	VPE(Stück)	Art.-Nr.
14/23	DIN 12594	1	5 2750 01
19/26	-	1	5 2750 02
24/29	DIN 12594	1	5 2750 03
29/32	DIN 12594	1	5 2750 04