

Ventilhahn für Exsikkatoren, für Deckeltubus



Ventilhahn für Exsikkatoren, für Deckeltubus

Kern: NS 24/29, Bohrung: NW 2,5 mm,
Ventilspindel: PTFE, Olive: Außendurchmesser 8 mm,
Material: Borosilikatglas 3.3,
mit seitlicher Entlüftungsbohrung zur Verringerung von
Turbulenzen,

Verpackungseinheit: 1 Stück

Art.-Nr.: 2 8224 04

