

## Vierhals-Rundkolben, Seitenhuse parallel



Vierhals-Rundkolben, Seitenhuse parallel

Reaktionskolben nach DIN 12392 und in Erganzung zur DIN-Norm, mit 3 parallelen Seitenhusen, mit Normschliff, mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN®

Inhalt(ml)	Mittelhals(NS)	Seitenhuse(NS))	Kolben Auen-Ø (mm)	Nach DIN	VPE(Stuck)	Art.-Nr.
500	29/32	29/32	105	-	1	3 3444 58
1000	29/32	29/32	131	DIN 12392	1	3 3444 70
2000	29/32	29/32	166	DIN 12392	1	3 3444 73
3000	29/32	29/32	185	-	1	3 3444 76
4000	29/32	29/32	207	-	1	3 3444 79
6000	29/32	29/32	236	-	1	3 3444 85
1000	45/40	29/32	131	DIN 12392	1	3 3454 70
2000	45/40	29/32	166	DIN 12392	1	3 3454 73
3000	45/40	29/32	185	-	1	3 3454 76
4000	45/40	29/32	207	DIN 12392	1	3 3454 79
5000	45/40	29/32	223	-	1	3 3454 82
6000	45/40	29/32	236	DIN 12392	1	3 3454 85
10000	45/40	29/32	279	-	1	3 3454 88