

Vierhals-Rundkolben, Seitenhuse schrag (15°)



Vierhals-Rundkolben, Seitenhuse schrag (15°)

Mit 3 schragen Seitenhusen (Winkel: 15°), mit Normschliff, mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN®

Inhalt (ml)	Mittelhals (NS)	Seitenhuse (NS)	Kolben Auen-Ø (mm)	VPE(Stuck)	Art.-Nr.
250	29/32	29/32	85	1	3 3484 49
500	29/32	29/32	105	1	3 3484 58