

## Vierhals-Rundkolben, Seitenhuse schrag (7°)



Vierhals-Rundkolben, Seitenhuse schrag (7°)

Reaktionskolben nach DIN 12392 und in Erganzung zur DIN-Norm, mit 3 schragen Seitenhusen (Winkel: 7°), mit Normschliff, mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN®

Inhalt(ml)	Mittelhals(NS)	Seitenhuse(NS))	Kolben Auen-Ø (mm)	Nach DIN	VPE(Stuck)	Art.-Nr.
250	29/32	19/26	85	DIN 12392	1	3 3473 49
250	29/32	29/32	85	-	1	3 3474 49
500	29/32	19/26	105	DIN 12392	1	3 3473 58
500	29/32	29/32	105	DIN 12392	1	3 3474 58
1000	29/32	29/32	131	-	1	3 3474 70