

Vorstöße, gebogen, für Destilliervorlagen nach Bredt



Vorstöße, gebogen, für Destilliervorlagen, nach Bredt

Gebogene Vorstöße (105°), mit zwei NS-Hülsen,
Absaugstutzen: GL 18, hergestellt aus DURAN®-Rohr

| Obere Hülse (NS) | Untere Hülse (NS) | VPE (Stück) | Art.-Nr. |
|------------------|-------------------|-------------|-----------|
| 14/23 | 19/26 | 1 | 5 2851 01 |
| 29/32 | 29/32 | 1 | 5 2851 04 |