

Wägegläser mit NS-Kappe



Wägegläser mit NS-Kappe

Mit austauschbarer NS-Kappe, mit Beschriftungsfeld, wahlweise in hoher, mittlerer oder niedriger Form lieferbar, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Abmessungen Ø x H (mm)	Schliff (NS)	Form	Inhalt (ml)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
30 x 30	34/12	niedrig	12	6	5 5653 34
38 x 35	40/12	niedrig	25	6	5 5653 40
48 x 35	50/12	niedrig	38	6	5 5653 50
75 x 35	80/12	niedrig	100	1	5 5653 80
30 x 50	34/12	mittel	32	6	5 5655 34
38 x 50	40/12	mittel	47	6	5 5655 40
48 x 50	50/12	mittel	70	6	5 5655 50
75 x 50	80/12	mittel	185	1	5 5655 80
30 x 70	34/12	hoch	50	6	5 5657 34
38 x 70	40/12	hoch	75	6	5 5657 40
48 x 70	50/12	hoch	110	6	5 5657 50
75 x 95	80/12	hoch	350	1	5 5657 80