


## Wasserstrahlpumpe



### Wasserstrahlpumpe

Robuste Konstruktion,  
Wasseranschluss: Gewinde GL18,  
Vakuumanchluss: Olive (Außen-Ø: 11 mm),  
Leistungsdaten (Wasser bei 4,5 bar und 12 °C):  
Wasserverbrauch: ca. 340 l/h,  
Enddruck: 16 mbar,  
Saugvermögen gegen Atmosphärendruck:  
950 l Luft/h,  
Material: Borosilikatglas 3.3

VPE (Stück)	Art.-Nr.
1	5 5860 00