


## ASTM-Zentrifugenglas, zylindrisch, D96



ASTM-Zentrifugenglas, zylindrisch

Mit konischem Unterteil, nach ASTM D 96 (alt), Inhalt: 100 ml, belastbar bis RZB 700 (relative Zentrifugenbeschl.), Länge: max. 167 mm, hergestellt aus DURAN®-Rohr Art.-Nr.: 5 6750 03 (VPE: 1 Stück)

Graduierung (ml)	Teilung (ml)
0-0,5	0,05
0,5-2	0,1
2-3	0,2
3-5	0,5
5-10	1,0
10-25	5,0
25-100	25,0*

\*mit Marken bei 50 und 100 ml