

Zerstäuber



Zerstäuber

Kompletter Zerstäuber bestehend aus: Erlenmeyerkolben (Inhalt: 100 ml), mit Hülse NS 19/26 (Material: DURAN®), Zerstäuberaufsatz (hergestellt aus DURAN® Rohr), Schliffklemme und Gummidruckball, VPE: 1 Stück
Art.-Nr.: 5 4700 00

Bezeichnung	VPE(Stück)	Art.-Nr.
Zerstäuberaufsatz	1	5 4700 04
Kolben, 100 ml, NS 19/26	1	3 0219 37
Schliffklemme, NS 19/26	1	1 1037 19
Gummidruckball	1	5 4700 05