

## Zweihals-Spitzkolben



### Zweihals-Spitzkolben

Nach DIN 12383 und in Ergänzung zur DIN-Norm, mit schrägem Seitenhals (Winkel: 25°), mit Normschliff, mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN®

Inhalt(ml)	Mittelhals(NS)	Seitenhülse(NS))	Kolben Außen-Ø (mm)	Nach DIN	VPE(Stück)	Art.-Nr.
25	14/23	14/23	40	-	1	3 2211 22
50	14/23	14/23	50	-	1	3 2211 28
100	14/23	14/23	64	-	1	3 2211 37
250	14/23	14/23	85	-	1	3 2211 49
25	19/26	14/23	40	-	1	3 2221 22
50	19/26	14/23	50	DIN 12383	1	3 2221 28
100	19/26	14/23	64	DIN 12383	1	3 2221 37
250	19/26	14/23	85	DIN 12383	1	3 2221 49