

Zweihals-Aufsätze, parallele Hälse



Zweihals-Aufsätze

Nach DIN 12594, mit zwei parallelen Hälse, mit zwei NS-Hülsen und einem NS-Kern, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Kern(NS)	Hülsen(NS)	Nach DIN	VPE(Stück)	Art.-Nr.
14/23	14/23	DIN 12594	1	5 0100 11
19/26	19/26	DIN 12594	1	5 0100 22
24/29	19/26	-	1	5 0100 23
24/29	24/29	-	1	5 0100 33
29/32	14/23	-	1	5 0100 14
29/32	29/32	DIN 12594	1	5 0100 44